

belleza

**CLINICALLY TESTED TECHNOLOGY**

**PLUS X AWARD**  
honrado como:  
**MEJOR PRODUCTO 2015/2016**  
honoured as:  
**BEST PRODUCT 2015/2016**

**PLUS X AWARD**  
2015 marcado como:  
**Alta Calidad**  
**Diseño**  
**Facilidad de Uso**  
**Funcional**  
2015 achieved for:  
**High Quality Design**  
**Ease of Use**  
**Functionality**

**DERMATOLOGICAMENTE ABRABADO**  
\*dermatologically tested\*

Tolerancia de la piel  
skin tolerance

1 impulso por segundo  
**3,1 cm<sup>2</sup>**  
**100.000**  
LUZ PULSADA  
LIGHT PULSES  
**3,1 cm<sup>2</sup>**  
1 impulse per sec.

**Tamaño Compacto**

Depilación de larga duración

Sensor de piel seguro

> **95%** tratamiento eficaz, seguro y encontraron que su piel toleraba muy bien la aplicación.

> **90%** encontraron en el tratamiento no hay dolor.

**85%** IPL 7000 mejor que los convencionales Métodos (afeitado, depilación o cera) encuentran que su piel tolerancia IPL 7000 mejor que los métodos estándar (afeitado, depilación o depilación con cera)

german|engineering

## IPL7000 SatinSkin Pro Depilación Permanente

Dispositivo compacto para la depilación permanente: resultados duraderos durante varios meses

Diseño compacto-también ideal para tratar áreas pequeñas del cuerpo

incluido cartucho con 100.000 pulsos de luz

El dispositivo más rápido en un tamaño compacto: solo aprox. 20 minutos para un tratamiento corporal completo1)

Superficie de luz de 3,1 cm<sup>2</sup> para un tratamiento especialmente rápido

Tecnología clínicamente probada para la máxima seguridad en el hogar

Máxima seguridad con tipo de piel 2 en 1 y sensor de contacto con la piel

Hasta un 50 % de reducción del vello después de 3 - 4 tratamientos

Tecnología de luz IPL de última generación, que también utilizan los dermatólogos para la depilación profesional. Inhabilita la raíz del cabello profundamente debajo de la piel y evitando así que el cabello vuelva a crecer.

Con función "Lightning Glide" para un uso rápido y sencillo


Filtro UV integrado para proteger la piel.

Dimensiones del producto (LxAnxAI): 72 x 132 x 44 mm

Peso del Producto: Dispositivo: aprox. 224 g / adaptador: aprox. 176 gramos

No aplicable a tonos de piel oscuros.

Puede ser ineficaz en cabello blanco o de color claro.



beurer

0316 Irrtum und Änderungen vorbehalten | Subject to errors and changes

# depilación IPL de larga duración


removedor de vello

## hairremoval


### IPL7000

powered by SENSICA


#### Mode de acción



1 La melanina del cabello absorbe la luz (IPL)



2 El calor generado desactiva el folículo piloso




3 El calor generado desactiva el folículo piloso

#### Tabla de colores de cabello y piel

Tipo de piel / Cabello	I	II	III	IV	V	VI
Negro	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 1-2	Energía 1-2	✗
Café oscuro	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 1-2	Energía 1-2	✗
Marrón	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 1-2	Energía 1-2	✗
Rubio oscuro	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 1-2	Energía 1-2	✗
Rubio claro	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 1-2	Energía 1-2	✗
Pelirrojo	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 2-3	Energía 1-2	Energía 1-2	✗
Gris/Blanco	✗	✗	✗	✗	✗	✗



#### Aplicación | Solicitud



#### Cuerpo



#### Cara

