

BC28



irregular
heart rhythm



indicator

•medical

Monitor de presión arterial BC28

Monitor de pulso y presión arterial totalmente automático.

Pantalla LCD claramente dispuesta.

Promedio de todos los valores guardados y la presión arterial durante la mañana y la noche, durante los últimos 7 días.

2 x 60 espacios de memoria

Clasificación de medidas con escala de colores

Detección de arritmias: advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

Producto médico

Tamaño del manguito para la circunferencia de la muñeca:
14.0 - 19.5 cm

Fecha y hora / desconexión automática

Señal en caso de error de aplicación

Preselección automática de presión y deflación

Pasaporte de presión sanguínea

Indicador de batería baja

Caja de almacenamiento práctica

Incluye: 2 pilas AAA de 1.5V

Medida del producto (LxWxH): 84 x 60 x 29 mm

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: 4 x 4

EAN no.: 4211125 65044 3

beurer

Información sujeta a errores y cambios sin previo aviso.
Imágenes meramente informativas, el diseño del producto y colores pueden variar.

german|engineering