



BF600N


beurer
bienestar

Báscula diagnóstica de Beurer BF600 pure negro

german
engineering



Interconexión innovadora entre su teléfono inteligente y la báscula con la aplicación gratuita "Beurer Health Manager" + software para descargar



Transferencia automática de datos dentro del alcance de **Bluetooth®** después de abrir la aplicación

Determinación del peso corporal, grasa corporal, agua corporal, porcentaje muscular, masa ósea, AMR/BMR e IMC

Pantalla blanca iluminada

Tamaño de los dígitos: 26 mm

Con electrodos de acero inoxidable cepillado

Plataforma de cristal de seguridad

Cambiar a kg/lb/st

Capacidad: 180 kg

Graduación:

- 0.1% para grasa corporal, agua corporal y relación muscular
- 100 g para peso corporal y masa ósea

5 Niveles de actividad

8 Memorias de usuario dentro del reconocimiento automático de usuario

Indicación de sobrecarga

Tecnología de inicio rápido

Apagado automático

Incluye 2 pilas AAA de 1.5V

Medidas del producto (LxAxAI): 30 x 30 x 2.1 cm

Peso del producto: aprox. 1.55 kg



BF600N

beurer
bienestar



german
engineering



CONEXIÓN



Red innovadora entre el teléfono inteligente y la báscula: realice un seguimiento de sus medidas y datos corporales en casa y mientras viaja. Se sincroniza fácilmente con su teléfono inteligente a través de **Bluetooth®**



Se sincroniza con:

- iOS ≥ 9.0
- Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® 4.0



Lista de dispositivos compatibles

BG6000Pure_2018-09-25_01_DS_ES_BEU Sujeto a errores y modificaciones

La marca denominativa y los logotipos de **Bluetooth®** son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH se realiza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. y otros países.

Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es una marca registrada de Google LLC.

* aplicación en línea probada "beurer HealthManager" Cloud.