

living

beurer



## BG 13 Escala de diagnóstico de vidrio

*Determinación del peso corporal, la grasa corporal, el agua corporal, la relación muscular y el IMC.*

Con electrodos de acero inoxidable cepillado

Pantalla LCD fácil de leer

Tamaño de dígitos: 38 mm

Área de pesaje hecha de vidrio de seguridad

Cambio sobre kg / lb / st

Capacidad: 150 kg

Graduación:  
- 0.1% para la grasa corporal, el agua corporal y la proporción muscular  
- 100 g para el peso corporal

5 niveles de actividad

Memoria para 10 usuarios

Indicación de sobrecarga

Encendido / apagado automático

1 x 3V CR 2032 batería incluida

Mediciones del producto (LxWxH):  
30 x 30 x 1.8 cm

Peso del producto: aprox. 1549 g

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: