



germanengineering

**FT 65**  
Termómetro multifuncional

6 en 1:

- Medida en segundos en el oído.
- Medición de la temperatura de la frente en segundos.
- Temperatura de la superficie de objetos y líquidos.

- Alarma óptica de alta temperatura.
- Fecha y hora.
- 10 espacios de memoria.

Apto para toda la familia.

Pantalla grande y fácil de leer.

Indicación de temperatura normal o alta a través de LED de color.

- verde = todo o.k.
- rojo = alarma de fiebre (más de 38 ° C / 100.4 ° F).

Precisión de la medición:

- Frente: +/- 0.3 ° C (+/- 0.5 ° F).
- Oído: +/- 0.2 ° C (+/- 0.4 ° F).
- Objeto: +/- 1.5 ° C (+/- 2.7 ° F) con <30 ° C; +/- 5% con > 30 ° C.

Indicación de ° C y ° F.

Diseño moderno y práctico.

Fácil de limpiar.

Apagado automático.

Con indicador de cambio de batería.

Incluyendo 2 x 1.5V Battery AAA.

Medidas del producto (L / W / H): 38.2 x 138 x 46.5 mm.

Peso del producto: aprox. 90 g.

Producto médico.

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: 8 x 4.

Código EAN: 4211125 79514 6.

Nr. De Art .: 795.14.

