



german
engineering

Medidor de glucosa en Sangre GL 44 mg/dL



Con software gratuito " Administrador de Salud beurer " para descargar.



Marcado de medición simple: antes de comer, después de comer, marcado general.

Fácil de usar: pantalla grande, tiras de prueba anchas, marcado de medición simple para un manejo optimizado de la diabetes: antes de comer, después de comer, marcado general.

Paquete de inicio: unidad de medida, dispositivo de punción, 10 lancetas, 10 tiras de prueba, baterías, bolsa, manual de instrucciones, instrucciones breves.

Adecuado para autodiagnóstico.

Solo son necesarios 0.6 µl de sangre.

Periodo de medición: aprox. 5 segundos.

480 resultados almacenados con fecha, hora (memoria de datos también con cambio de batería).

Cálculo del valor promedio durante 7, 14, 30 o 90 días para -todas las mediciones- valores marcados.

Muestra de sangre: sangre entera fresca (capilar).

Hematocrito: 20 - 60 %

Plasma calibrado.

Rango de medición: 20-630 mg / dL.

Cumple con ISO 15197: 2015 en su totalidad (obligatorio desde Mayo 2016).

Con el software " Administrador de Salud beurer" descargar gratis en: www.beurer.com/SERVICE/Descargar.

Apagado automático.

Medidas del producto: 52 x 95 x16 mm.

Peso del producto: aprox. 44 g (incluidas las pilas).

2 x baterías de litio CR 2032 para más de 1,000 medidas.

Almacenamiento /Transporte:	Temp.:	Humedad Rel:
Unidad:	-10°C a +65°C	< 90 %
Tiras de Prueba:	+2°C a +30°C	< 90 %
Funcionamiento:	+10°C a +40°C	< 90 %

Dispositivo Médico

5 años de garantía

EAN no.: 4211125 463083

Item no.: 463.08



works with



HealthManager

