



beurer  
wellbeing

# HK123 Edición Limitada

## Almohadilla térmica nórdica



3 NIVELES  
DE TEMPERATURA



3 NIVELES DE TEMPERATURA AJUSTABLE ILUMINADOS

POLAR DE  
PIEL SINTÉTICA



MATERIAL SUPERIOR DE LUJO  
SUAVE Y HERMOSO

LAVADO EN  
MÁQUINA



LAVABLE EN MÁQUINA  
CON TEMPERATURA HASTA 30°C



Tamaño extra grande XXL: aprox. 60x30cm

Transpirable, acogedor y agradable a la piel

Control electrónico de temperatura

Apagado automático después de aprox. 90 minutos

Rápida elevación de temperatura

BSS (Sistema de seguridad de Beurer)

Unidad de control desmontable

OEKO-TEX®

Los textiles utilizados para este dispositivo cumplen con los estrictos requisitos ecológicos humanos de OEKO-TEX® Standard 100, según lo verificado por el Instituto de Investigación Hohenstein.

Funcionamiento de la red: 220-240 V; 50-60 Hz; 100W

Dimensiones del producto (LxB): aprox. 60x30cm

Peso del producto: aprox. 320 gramos



Edición Limitada  
Color especial

16274...HK123XXL-Nordic\_2021-06-10\_01\_DS\_ES\_BEU Sujeto a errores y modificaciones