

therapy

beurer



## EM 49 Digital TENS / EMS

### Funciones:

- Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) -alivio del dolor sin medicamentos ni efectos secundarios.
- Estimulación muscular electrónica (EMS) - para entrenamiento muscular y regeneración.
- Masaje: para la relajación y el bienestar.

2 canales ajustables por separado con 4 electrodos autoadhesivos (electrodos incluidos, tamaño 45 x 45 mm).

64 aplicaciones preprogramadas (TENS / EMS / Masaje).

6 programas individualizables (TENS / EMS).

"Funciones de doctor ": asegurando la coordinación ideal para su programa de terapia personal.

Función de temporizador (ajustable entre 5-100 minutos).

LCD inverso iluminado azul.

Diseño ergonómico, con clip para el cinturón.

Desconexión de seguridad.

Corriente de salida: máx. 200 mA p-p (carga de 500 Ohm).

Frecuencia de salida: 1-150 Hz.

Ancho de pulso: 50-450  $\mu$ s por pulso.

Forma de pulso: pulsos cuadrados de doble fase.

Con manual de instrucciones detallado (posibilidades de aplicación incluidas).

Incl. 3 baterías de x 1,5 V AAA.

Producto médico.

Medidas del producto (LxWxH): 132 x 63 x 23 mm.

Peso del producto: aprox. 116 g.

3 años de garantía.

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: 8 x 4.

EAN no .: 4211 125 66205 9

N.º de art .: 662.05



EMS