



BC 21

beurer  
salud



## Baumanómetro monitor de presión BC 21

Función de  
Haba



Salida de voz en cinco idiomas diferentes (salida de voz desconectable):

Inglés, español, polaco, árabe, persa.

Indicador de  
Riesgo



Indicador de riesgo:  
Clasificación de medidas con  
escala de colores

5  
Idiomas



Función  
Parlante



Medición totalmente automática de la presión arterial y el pulso en la muñeca

Con brazalete para circunferencias de muñeca de 14,0 a 19,5 cm

Detección de arritmias: advertencia en caso de posibles alteraciones del ritmo cardíaco

Dos memorias de usuario para 60 valores medidos cada una

Valor promedio de todas las mediciones almacenadas y presión arterial matutina y vespertina durante los últimos 7 días

Pantalla clara y fácil de leer

Volumen regulable

Fecha y hora

Apagado automático

Señal en caso de error de aplicación

Preselección y desinflado automáticos

Incl. 2 pilas AAA de 1,5 V y estuche de almacenamiento

Dispositivo médico

Medidas del producto (LxAxAI): 87 x 67 x 31 mm

Peso del producto: aprox. 105 g (sin pilas, con brazalete)



HealthManager Pro

