

BF 180N

beurer
hogar



BF 180N Báscula Diagnóstica Corporal con Análisis de Cuerpo Entero, IMC y Pantalla XL, Hasta 180 kg



Ingenieria
Alemana



pantalla con iluminación color azul



Con una extra grande pantalla tamaño digital: 34 mm



Determinación del peso corporal, la grasa corporal, el agua corporal, Relación muscular, masa ósea y consumo de calorías (TMB)

Cálculo del IMC para una clasificación sencilla de su Peso corporal

Con electrodos de acero inoxidable cepillado

Plataforma de vidrio de seguridad

Cambiar a kg/lb/st

Capacidad: 180 kg

Graduación: - 0,1% para la grasa corporal, el agua corporal y la proporción muscular - 100 g para el peso corporal y la masa ósea

5 niveles de actividad

10 memorias de usuario

Indicación de sobrecarga

Tecnología de inicio rápido

Apagado Automatico

Incluye 2 pilas de 3 V CR2032

Medidas del producto (LxAxA): 30 x 30 x 1.9 cm

Peso aproximado del producto: 1.55 kg