



BF 600N  
negro

beurer  
hogar

## Báscula Bluetooth con Memoria Hasta para 8 Usuarios, Análisis Corporal de Cuerpo Completo, Mide IMC, Grasa, Agua, Masa Muscular, Masa Ósea e Indicación de Calorías BMR



Redes innovadoras entre el smartphone y la báscula  
Con la aplicación gratuita "beurer HealthManager Pro"  
+ software para descargar



Transferencia automática de datos dentro de  
Alcance de Bluetooth® después de abrir la aplicación

Determinación del peso corporal, la grasa corporal, el agua  
corporal, porcentaje muscular, masa ósea, TMA/TMB e IMC

Pantalla iluminada en blanco

Tamaño de los dígitos: 26 mm

Con electrodos de acero inoxidable cepillado

Plataforma de vidrio de seguridad

Cambiar a kg/lb/st

Capacidad: 180 kg

Graduación:

- 0,1% para la grasa corporal, el agua corporal y la proporción muscular

- 100 g para el peso corporal y la masa ósea

5 niveles de actividad

8 memorias de usuario dentro del reconocimiento automático de usuarios

Indicación de sobrecarga

Tecnología de inicio rápido

Apagado automático

Incluye 2 pilas de 1,5 V AAA

Medidas del producto (LxAxA): 30 x 30 x 2.1 cm

Peso del producto aproximado: 1.55 kg



BF 600N  
negro

beurer  
hogar


Báscula Bluetooth con Memoria  
Hasta para 8 Usuarios, Análisis Corporal  
de Cuerpo Completo, Mide IMC, Grasa  
Agua, Masa Muscular, Masa Ósea e  
Indicación de Calorías BMR



Ingeniería  
Alemana



## CONEXIÓN



Redes innovadoras entre teléfonos inteligentes y báscula: realice un seguimiento de sus mediciones y datos corporales en casa y en movimiento. Se sincroniza fácilmente con su teléfono inteligente a través de Bluetooth®



Syncs with

- iOS ≥ 9.0
- Android™ ≥ 5.0
- Bluetooth® 4.0



Lista de dispositivos compatibles

BG600Pure\_2018-09-25\_01\_DS\_EN\_BEU\_Sujeto a errores y cambios

La marca denominativa Bluetooth® y los logotipos están registrados Marcas comerciales de su propiedad por Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Beurer GmbH está bajo licencia. Otras marcas comerciales son los de sus respectivos dueños. Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. y otros países Países. App Store es un servicio marca de Apple Inc., registrada en los EE. UU. y otros países Países. Google Play y Google El logotipo de Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es una marca comercial de Google LLC.