

## Báscula Diagnóstica BF\_180 Beurer

### Pantalla iluminada

Pantalla display iluminada en azul



### Pantalla grande

Pantalla display extra grande  
 Tamaño de dígitos: 34 mm



Mide el peso, grasa y agua corporal, índice muscular, masa ósea y la tasa metabólica basal (BMR)

Cálculo del IMC (Índice de masa corporal) para una clasificación simple de su peso corporal

Con electrodos de acero inoxidable cepillado

Plataforma fabricada con cristal de seguridad

Muestra: kg/lb/st

Capacidad: 180 kg

Graduación:

- 0.1% para grasa corporal, agua corporal y relación muscular  
 - 100 g para peso corporal y masa ósea

5 Niveles de actividad

10 Espacios para memoria de usuario

Indicación de sobrecarga

Tecnología de inicio rápido

Apagado automático

Incluye 2 baterías CR2032 de 3V

Medidas del producto: 30 x 30 x 1.9 cm

Peso del producto: aprox. 1.55 kg