



BM 27

beurer  
salud

## Monitor de presión arterial BM 27



Con brazalet para circunferencias de brazo de 22-42 cm



Control de la posición del brazalet\*: Para garantizar la posición correcta del brazalet en la parte superior del brazo



HealthManager Pro



Medición automática de la tensión arterial y el pulso en la muñeca

Pantalla clara y fácil de leer

Indicador de riesgo: clasificación de las medidas con escala de colores

Detección de arritmias: Aviso en caso de posibles alteraciones del ritmo cardiaco.

Cuatro memorias de usuario para 30 valores medidos cada una

Promedio de todas las mediciones

Fecha y hora

Apagado automático

Señal de error de aplicación

Preselección y desinflado automáticos

Indicador de cambio de pilas

Incluye 4 pilas AA de 1,5 V y bolsa de almacenamiento

Producto médico

Medidas del producto (LxAnxA): 112 x 110 x 53 mm

Peso del producto: aprox. 341 g (con brazalet, sin pilas)

### \*\*Control de posición de brazalet

