



BM 28

beurer  
medical

## BM 28 Monitor de presión arterial



Indicador de reposo\* para resultados de medición exactos



Con brazal para circunferencias de brazo de 22 a 42 cm



Control de posición de brazal\*\*:  
Para garantizar que el brazal esté correctamente colocado en la parte superior del brazo



Medición de la presión arterial y el pulso en la parte superior del brazo totalmente automática

Pantalla clara y fácil de leer

Recordatorio de medición: 2 tiempos de alarma ajustables

Indicador de riesgo: clasificación de medidas con escala de colores

Detección de arritmia: Advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

4 X 30 espacios de memoria

Promedio de todas las medidas

Fecha y hora

Apagado automático

incluye 4 pilas AA de 1,5 V y estuche de almacenamiento

Señal de error de aplicación / Indicador cambio de baterías

Pasaporte de presión sanguínea

Pre-selección automática de presión y deflación

Dispositivo médico

Adaptador de red disponible por separado:  
N.º de artículo: 071.95

Funcionamiento de la red:

Entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz; máx. 0,5

Salida: 6V --- 600mA

Medidas del producto (La x An x Al): 134 x 103 x 60 mm

Peso del producto: aprox. 367 g (con brazal, sin baterías)

\*Patente EP 1 673 009

