

medical



germanengineering

## BM 35 Monitor de Presión Arterial

Medición en el brazo completamente automática

Indicador grande y de fácil lectura

Cálculo del valor promedio de todos los valores guardados. Valor promedio de las mediciones realizadas por la noche en los últimos 7 días.

Periodo de medición rápido

Probado clínicamente de acuerdo al Protocolo Internacional ESH

2 x 60 espacios de memoria

Con Indicador WHO (clasificación de valores de acuerdo a los valores de la directiva WHO)

Detección de arritmia: Advertencia de posibles alteraciones del ritmo cardíaco

Producto médico

Para circunferencias de brazo desde 23-33 cm

Fecha y hora / apagado automático

Señal en caso de errores en la aplicación

Preselección automática de presión y deflación

Ficha de presión arterial

Indicador de carga de batería

Estuche práctico

4x baterías 1.5V AA

Dimensiones (L/A/A): 135 x 105 x 53 mm



\*WHO = Organización Mundial de la Salud



beurer