




BM 59

**beurer**  
salud

## Tensiómetro de brazo BM 59



Sin tubos ni cables: medición fácil y precisa



Batería recargable



HealthManager Pro



Medición totalmente automática de la tensión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Indicador LED de riesgo: Clasificación de las mediciones con escala de LED de colores

Detección de arritmias: Detecta y avisa de posibles arritmias cardíacas

1 usuario con 240 valores de medición

Controle en todo momento los cambios en sus valores de tensión arterial con la aplicación "beurer HealthManager Pro"

Con brazal para circunferencias de brazo de 22-42 cm

Fecha y hora

Apagado automático

Mensaje de uso incorrecto

Preselección automática de presión y descarga de aire

Incluye cable USB-C para cargar la batería

Dispositivo médico

Dimensiones del producto (LxAxA): 125 x 48 x 28 mm


Peso del producto: 225 g aproximadamente (con batería, con brazal)

Innovadora conexión en red entre el smartphone y el tensiómetro mediante tecnología *Bluetooth®* de baja energía



BM 59

**beurer**  
salud



## CONEXIÓN

works with



HealthManager Pro







Lista de requisitos del sistema  
y dispositivos compatibles

\* Este producto cumple los requisitos de las directivas europeas aplicables.  
La funcionalidad completa del dispositivo sólo está disponible en combinación con la aplicación beurer HealthManager Pro.