

BR 60

beurer
medical



Después de la picadura
Alivio del dolor



Sanador de picaduras de insectos BR 60

 german
engineering



Para el tratamiento de picaduras y mordeduras de insectos



Ayuda contra la picazón, inflamación e hinchazón



2 programas diferentes
1: Para primera aplicación
y para personas con piel sensible
2: Para uso regular



También es adecuado en el embarazo ya que no hay aditivos químicos, sólo por medio del calor.

Alcanza una temperatura de aprox. 50 °C, que altera las toxinas de las picaduras o picaduras de insectos y acelera el proceso de curación

Placa calefactora de cerámica de calentamiento rápido

Diseño moderno y práctico

Dispositivo Médico

Incl. 2 baterías de 1.5V AAA

Medidas del producto (LxAxA): 9.8 x 3.5 x 1.9 cm

Peso del producto: aprox. 24 g (sin baterías)

Garantía de 5 años

Unidad de ventas: 12 / Caja de envío: 2 x 12

EAN no.: 4211125 606176

Item no.: 606.17