

BR 60

beurer
salud



Después de la picadura
Alivio del dolor



BR 60 Sanador de picaduras de insectos


Ingeniería
Alemana



anti picazón +
hinchazón



Para el tratamiento de picaduras
y mordeduras de insectos

Después de la picadura
alivio del dolor



Ayuda contra la picazón,
inflamación e hinchazón

2
Ajustes



2 programas diferentes
1: Para primea aplicación
y para personas con piel sensible
2: Para uso regular

También es adecuado en el embarazo ya que no hay aditivos químicos, sólo por medio del calor.

Alcanza una temperatura de aprox. 50 ° C, que altera las toxinas de las picaduras o picaduras de insectos y acelera el proceso de curación

Placa calefactora de cerámica de calentamiento rápido

Diseño moderno y práctico

Dispositivo Médico

Incl. 2 baterías de 1,5V AAA

Medidas del producto (LxAnxAI): 9,8 x 3,5 x 1,9 cm

Peso del producto: aprox. 24 g (sin baterías)

Garantía de 5 años