

therapy

beurer



TENS EM29 rodilla y codo

Para aliviar el dolor en la rodilla y el codo, use electrodos de contacto con agua. Sin gel de contacto, sin reemplazo (electrodos con contacto con el agua).

Brazalete Universal para usar en rodillas y codos

Forma ergonómica flexible

Circunferencia aprox. 25 - 70 cm

4 programas de entrenamiento

Controlador con clip de cinturón práctico

Intensidad ajustable desde 0 hasta 20

Contador regresivo

Desconexión de seguridad

Indicador de cambio de batería

Producto médico

El dispositivo no debe ser utilizado por usuarios de marcapasos cardíacos, epilépticos, mujeres embarazadas, o personas con arritmias cardíacas.

Tensión de salida máx. 50 V p-p (carga de 500 Ohm)

Corriente de salida: máx. 100 mA p-p (carga de 500 Ohm)

Frecuencia de salida: 2-110 Hz

Ancho de pulso: 60-220 μ s por fase

Forma de pulso: pulsos cuadrados simétricos y bifásicos

Incl. 3 baterías de x 1,5 V AAA

Medidas del producto (LxWxH): 8.6 x 8.3 x 3.6 cm

Peso del producto: aprox. 90 g (incluye baterías)

Brazalete: aprox. 120 g

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 / Caja de envío: 6 x 3

