

EM 70  
Inalámbrico

beurer  
medical



## EM 70 Digital TENS / EMS con mando a distancia



Tecnología  
TENS

Estimulación nerviosa eléctrica  
transcutánea (TENS)



Tecnología  
EMS

Estimulación muscular eléctrica (EMS)



control  
remoto

Incluye unidad de control remoto

PAIN  
free

german  
engineering



### Funciones:

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS),  
analgésicos sin medicamentos ni efectos secundarios,  
Estimulación muscular electrónica (EMS) para músculos  
entrenamiento y regeneración, masaje para la relajación y el bienestar

**4 electrodos autoadhesivos incluidos:** 1 electrodo grande (190 x 95 mm), 1  
electrodo mediano (110 x 70 mm) y 2 electrodos pequeños (50 x 50 mm)

Incl. unidad de control remoto

Incl. expansión de electrodos

19 aplicaciones preprogramadas (TENS / EMS / masaje)

Intensidad ajustable mediante dispositivo o control remoto

Contador regresivo

Apagado de seguridad

Voltaje de salida: máx.90 Vp-p (carga de 1000 ohmios)

Voltaje de salida: máx.90 Vp-p (carga de 1000 ohmios)

Frecuencia de salida: 2-290 Hz

Ancho de pulso: 30-300  $\mu$ s por pulso

Forma de pulso: pulsos cuadrados de fase dual

**Aplicación "Beurer PainAway" disponible para descarga gratuita.** La aplicación le ayuda con la aplicación:  
ofrece sugerencias para la colocación de electrodos y explicaciones de cómo funciona TENS/EMS

Dispositivo: batería recargable 250 mAh, 3,7

V Mando a distancia: 2 pilas AAA de 1,5 (incl.)

Producto médico

Medidas del producto (LxAnxAI):

Dispositivo: 72 x 50 x 14 mm, control remoto: 127 x 49 x 24 mm

Peso del producto: Dispositivo: aprox. 38 g, mando a distancia: aprox. 78 g (incluye pilas)

5 años de garantía

EAN no.: 4211125 64821 3

Item no.: 648.21



Alivio del dolor  
Libre de  
medicamento

648.21.EM70\_2020-06-15\_01\_DS\_EN\_BEU Sujeto a errores y cambios

EM 70  
Inalámbrico

beurer  
medical



Mando a distancia incluido



1. Selección de la región del cuerpo
2. Selección del tipo de dolor o programa de desarrollo muscular
3. Configuración de la intensidad



Las siguientes funciones de la aplicación te esperan en la aplicación:

- Explicaciones útiles sobre los distintos programas de aplicación del dispositivo Beurer EM 70 Wireless
- Descripciones útiles del posicionamiento correcto de los electrodos en cada parte del cuerpo
- Instrucciones sobre el uso correcto de Beurer EM 70
- Información adicional sobre el tema de TENS y EMS

El dispositivo se controla exclusivamente a través del control remoto independiente, por lo que no se requiere conexión desde la aplicación al dispositivo.



La aplicación está disponible en los siguientes idiomas:

- Alemán
- Inglés
- Francés
- Español
- Italiano
- Turco
- Ruso
- Polaco
- Holandés
- Portugués
- Danés
- Sueco
- Noruego
- Finlandés
- Checo
- Húngaro
- Árabe
- Eslovaco
- Chino



648.21.EM70\_2020-06-15\_01\_DS\_EN\_BEU Subject to errors and changes

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. Y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE. UU. Y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Android es una marca comercial de Google LLC.



Syncs con  
• iOS ≥ 12.0  
• Android™ ≥ 8.0



Lista de dispositivos compatibles

