



Electroestimulador EM49, TENS/EMS, 64 Aplicaciones Preprogramadas

SIN
DOLOR



Ingeniería
Alemana



tecnología
TENS

Estimulación eléctrica nerviosa
transcutánea (TENS)



tecnología
EMS

Estimulación eléctrica de los músculos (EMS)



Visualización de la posición de los electrodos
para una fácil selección de programas y
colocación de electrodos



Funciones:

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS) -
alivio del dolor sin medicamentos - ni efectos secundarios
Estimulación muscular electrónica (EMS) -
para entrenamiento - y regeneración muscular -
Masaje - para relajación y bienestar

2 canales ajustables por separado con 4 electrodos autoadhesivos
(electrodos incluidos; tamaño 45 x 45 mm)

64 aplicaciones preprogramadas (TENS/EMS/Masaje)

6 programas personalizables (TENS/EMS)

"Función del médico": asegura una coordinación ideal con tu programa terapéutico
personal

Función de temporizador (ajustable entre 5-100 minutos)

LCD inverso iluminado en azul

Diseño ergonómico, con clip para cinturón

Apagado de seguridad

Voltaje de salida: máx. 100Vp-p (carga de 500 Ohm)

Corriente de salida: máx. 200 mA p-p (carga de 500 Ohm)

Frecuencia de salida: 1-150 Hz

Ancho de pulso: 50-450 μ s por pulso

Forma de pulso: pulsos cuadrados de fase dual

Con manual de instrucciones detallado (incluidas las posibilidades de aplicación)

Incluye 3 pilas AAA de 1.5V

Producto médico

Medidas del producto (LxAxAI): 63 x 132 x 27 mm

Peso del producto: aprox. 83 g (con clip para cinturón, sin pilas)

