





Báscula de Diagnóstico BG 17



Con una pantalla más grande



Pantalla extragrande: dígitos de 40 mm

Plataforma cuadrada de cristal de seguridad de (30 x 30 cm)

Visualización del peso corporal, la grasa corporal, el agua corporal y el porcentaje muscular

Electrodos de acero inoxidable cepillado

División

- 0,1% para la grasa corporal, el agua corporal y el porcentaje muscular.
- 100 g para el peso corporal

Capacidad: 150 kg

5 niveles de actividad física

10 memorias de usuario

Apagado automático

Tecnología de encendido: Tap-on

Muestra el peso en: kg/lb/st

Incluye 1 pila CR2032 de 3V