



## Cinturón lumbar con dispositivo TENS EM 38

**SIN**  
**DOLOR**

**Ingeniería  
Alemana**

 tecnología  
**TENS**


Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS)

**4x**

 4 electrodos de contacto sin desgaste  
 de material de carbono conductor


Fácil de usar

Con cierre de velcro

 Cinturón abdominal para cinturas de 30 a máx. 55 pulg.  
 (75 a máx. 140 cm), cinturón de extensión incluido in

Forma ergonómica flexible

 Electrodo de contacto resistentes al desgaste hechos de material  
 de carbono conductor

Electrodo resistentes al contacto con agua (no se necesita gel de contacto sin recambio)

Pantalla LCD con símbolos figurativos

4 programas de entrenamiento (25-30 min)

Intensidad ajustable de 0 a 20

Temporizador de cuenta atrás con tiempo restante

Apagado de seguridad/ función de pausa/ apagado automático/ bloqueo de teclas

Control extraíble

Cinturón lavable a mano

Indicador de cambio de pilas

 El dispositivo no debe ser utilizado por usuarios con marcapasos cardíacos,  
 epilépticos, mujeres embarazadas o personas con arritmias cardíacas.

Tensión de salida máx. 50 V p-p (carga de 500 ohmios)

Corriente de salida: máx. 140 mA p-p (carga de 500 ohmios)

Frecuencia de salida: 2-110 Hz

 Ancho de pulso: 60-220  $\mu$ s por fase

Forma de impulso: impulsos cuadrados simétricos y bifásicos

Incluye pilas

Dispositivo médico

