



FM 200
Achillomed®

beurer
fitness

Masajeador del tendón de Aquiles Achillomed® FM 200



Para aliviar problemas del tendón de Aquiles



Masaje relajante del tendón de Aquiles
que estimula la circulación

Ingeniería
Alemana



6 cabezales de masaje giratorios

2 velocidades de masaje

Con ajuste de altura y anchura

2 ajustes de dirección del masaje

Cabezales de masaje extraíbles para facilitar la limpieza

Pantalla de funcionamiento LED iluminada

Funcionamiento en red:


Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz; 0.45 A

Salida: 15 V --- 1.0 A; 15 W

Medidas del producto (LxAxAI): 32 x 26,5 x 15 cm

Peso del producto: aprox. 2,5 kg

Línea de Fisioterapeuta



649_33_FM200_Achillomed_2018-03-13_01_DS_EN_BEU Sujeto a errores y cambios