



FM 250
Pienas Vitales

beurer

Ingeniería
Alemana

Potenciador de la circulación EMS FM 250 Pienas Vitales



Dispositivo de electroestimulación para aliviar la hinchazón y el dolor.



Función de pasos adicional para la movilidad de los pies



Favorece la circulación y alivia la tensión muscular

6 electrodos (2 almohadillas de electrodos en la zona del pie y 1 electrodo en el brazalete)

2 canales regulables por separado

1 programa con 15 variaciones de onda de pulso

Niveles de intensidad seleccionables de 1 a 99

Incluye función de temporizador (de 5 a 90 minutos)

Incluye brazaletes para una estimulación adicional de la zona inferior de la pierna

Función de bloqueo del reposapiés en 2 niveles

Incluye interruptor manual para un uso más cómodo

Dispositivo médico

Incluye 4 pilas AA de 1,5 V y 2 pilas AAA de 1,5 V

Funcionamiento en red:

Entrada: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

Salida: DC 6.0 V $\square\square\square$ 300 mA

Medidas del producto (LxAnxAI): 28,3 x 37,2 x 11,1 cm

Peso del producto: aprox. 1,5 kg (sin pilas)



Línea de **Fisioterapia**