



## Termómetro azul FT09A



resistente  
al agua

100 % resistente al agua



apagado  
automático

Apagado automático



incluye  
funda  
protectora

Con funda protectora



Termómetro digital

Pantalla grande

Pantalla de 3 dígitos

Señal acústica cuando se detiene la medición

1 posición de memoria

Precisión de medición  $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$  (entre  $35,5$  y  $42^{\circ}\text{C}$ )

Precisión de medición  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$  (entre  $32 - 35,4^{\circ}\text{C}$  y  $42,1 - 42,9^{\circ}\text{C}$ )

100% resistente al agua

Se puede desinfectar

Sin vidrio, sin mercurio

Incluye 1 pila de 1,5 V LR41

Indicador de cambio de pila

Medidas del producto: 129 x 20 x 17 mm

Peso del producto: aprox. 10 g (pila incluida)

Producto médico