



Audífono amplificador HA 20



amplifica
el volumen de
todos los sonidos

Amplifica el volumen de todos los sonidos en interiores y al aire libre



incl.
práctica caja
para guardar

Con caja para almacenamiento



Ideal para la capacidad auditiva restringida.

Ajuste cómodo detrás de la oreja.

Volumen continuamente ajustable.

3 archivos adjuntos para ajustar individualmente al canal auditivo.

Incl. Batería y batería de repuesto

Amplificación de sonido: máx. 40 Db.

Salida de audio máxima: 128 Db.

Rango de frecuencia: 200 - 5000 Hz.

Producto médico.

Medidas del producto: 40 x 40 x 12 mm.

Peso del producto: aprox. 9 g.

Entregado en expositor de venta



Incluido en la entrega

Amplificador auditivo

3 tapones para los oídos en diferentes tamaños

2 pilas tipo 13/PR48

1 caja para almacenamiento

Instrucciones de uso



Descripción de la unidad.

1. Micrófono.

2. Control de volumen 1-4 (1 mín., 4 máx.).

3. Interruptor de encendido / apagado.

("I" = encendido, "O" = apagado).

4. Auriculares.

5. Tapón para los oídos.

6. BCompartimiento de la batería.

