

# Masajeador Infrarrojo

## MG40


*Infrared Technology*



beurer

- \* Masaje vibratorio
- \* Calor por infrarrojos
- \* Cabezal giratorio
- \* Incluye 4 accesorios para masaje

Accesorios intercambiables



a) Cepillo



b) Botón 1



c) Botón 2



d) Cónico

### Features:

- \* Agradable **masaje vibratorio individual**.
- \* Delicado masaje de calor por **infrarrojos**.
- \* **Efectos profundos** gracias a su tecnología **infrarroja**.
- \* Mango **ajustable** y **antideslizante**.
- \* Articulación giratoria que permite la **rotación de 180°** del cabezal de masaje.
- \* **Botón de seguridad**, permite controlar las 3 diferentes posiciones del mango.
- \* Interruptor deslizable con **3 niveles de calor**
- \* **Incluye 4 adaptadores** de masaje intercambiables.
- \* Producto médico clínicamente probado.
- \* 3 Años de garantía.

### Especificaciones técnicas

- \* **Fuente de alimentación:**  
120 V CA, 60 Hz
- \* **Consumo:**  
12 Watts

### Tecnología Infrarroja



#### Notas importantes

\* Usted puede seleccionar la función deseada a través del interruptor deslizable:

- 0** Desconectado
- M** Masaje por vibración
- W** Calor de infrarrojos para acción profunda
- W+M** Masaje térmico por acción de infrarrojos

\* Para un masaje más intenso se recomienda el uso de los accesorios intercambiables:

- a) Accesorio de Cepillo.** Para un masaje intenso. Tiene un efecto agradable y favorece la circulación de la sangre.
- b) Accesorio de Botón 1.** Para un masaje intenso en caso de dolores de músculo y artritis.
- c) Accesorio de Botón 2.** Para un masaje profundo, intenso y al punto, con un efecto agradable después de un esfuerzo físico.
- d) Accesorio Cónico.** Para un masaje profundo, intenso y al punto, con un efecto agradable después de un esfuerzo físico.



**3 Años Garantía**

**HERGOM**  
www.hergom-medical.com

**Matriz México D.F.**  
01 (55) 3093 9090

**Lada sin costo y del interior de la República**  
01 800 087 0890

**Sucursales Chihuahua**  
01 (614) 266 0267

**Guadalajara**  
01 (33) 3617 0335  
01 (33) 3617 0465  
Fax 01 (33) 3618 6165

**Monterrey**  
01 (81) 1365 2926  
01 (81) 1365 2927  
01 (81) 8346 8282  
Fax 01 (81) 8311 4364

**Puebla**  
01 (222) 403 2997  
01 (222) 211 4462  
Fax 01 (222) 296 7570