

maremed®



MK 500
sal y filtros

beurer
bienestar

MK 500 Juego de accesorios combinados para maremed® Sal y filtros


Ingeniería
Alemana

MK 500 Juego combinado

Consta de una botella de 1250 g de sal marina especial incl. vaso medidor y 4 x prefiltros, 2 x filtros de agua



MK 500 Sal marina especial

1250 g de sal marina especial incl. vaso dosificador para una mejor dosificación

Producido a partir de sales naturales

Contiene más de 65 oligoelementos: Minerales de sodio, magnesio, calcio, potasio y yodo así como oligoelementos naturales adicionales

Para uso de apoyo en enfermedades respiratorias, alergias y afecciones asmáticas



MK 500 Juego de filtros

El prefiltro filtra partículas como polvo doméstico, pelo de animales y pequeñas partículas en suspensión

Filtro de agua especial - uso en el bloque evaporador

Se recomienda sustituir cada 3 meses

Consta de 2 prefiltros y 1 filtro de agua



MK 500 UVC lámpara

Para la desinfección del agua

Se recomienda sustituir cada 9 meses

