



MS40 Báscula mecánica de baño



Pantalla analógica



Escala de visión completa



Báscula clásica para médicos con vista completa

Gracias a una superficie antideslizante se esta cómodamente de pie

Amigable con el medio ambiente y económico: no necesita batería

Mecanismo báscula mecánica

Ajustable manualmente, en posición cero

Capacidad: 136 kg

Graduación: 500 g

Medidas del producto: (LxWxH): 43 x 28.5 x 8.3 cm

Peso del producto aproximado: 3.2 kg