



SR IH1

beurer  
medical

## Nebulizador SR IH1

 german  
engineering



Tecnología  
de aire  
comprimido

Nebulización de medicamento líquido usando tecnología de aire comprimido



Batería  
Litio-ion

Recargable, con batería de iones de litio



Silencioso

Pequeño, ligero y silencioso



Para el tratamiento del tracto respiratorio superior e inferior Para uso en resfriados, asma, enfermedades respiratorias, etc.- para una inhalación rápida y eficaz

Alta proporción de partículas respirables

Alta capacidad de nebulización (aprox. 0,25 ml / min.) - tiempo de inhalación corto

Accesorios:

Frasco nebulizador, boquilla, boquilla, mascarilla para adultos, mascarilla para niños, tubo de aire comprimido, adaptador de red con cable micro-USB, filtro, bolsa de almacenamiento y bolsa de transporte

Puede ser desinfectado

Presión de funcionamiento: aprox. 0,25-0,5 bares

Dispositivo médico

Batería de iones de litio: 2570 mAh; 3,7 V

Operación de red:

Entrada: 100-240 V ~; 50-60 Hz; 0,5

A Salida: 5V === 2A

Medidas del producto (LxAnxAI): 110 x 62 x 47 mm

Peso del producto: aprox. 222 gramos

3 años de garantía

Unidad de venta: 3 / Caja de envío: 4 x 3

EAN no.: 4211125 60209 3

Item no.: 602.09

602.09\_SRIH1\_2020-02-03\_DS\_EN\_BEU Sujeto a errores y cambios

Rango selectivo